

Inhaleren: Aerochamber met masker (volwassenen)

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door:



Aerochamber® Plus Flow-Vu® met masker

Aandachtspunten :

- Nieuwe Aerochamber vóór het eerste gebruik huishoudelijk reinigen (zie "schoonmaken")
- De dosisaërosol **krachtig** schudden voor gebruik, verwijder de beschermdop
- Zorg dat de mond leeg is
- Dosisaërosol met de opening naar beneden in de Aerochamber plaatsen
- Ga voor de inhalatie goed rechtop zitten of staan, met het hoofd iets achterover
- Houd de Aerochamber horizontaal
- Plaats het gezichtsmasker rond mond en neus, het masker dient goed aan te sluiten op het gezicht
- Adem geheel uit
- Druk de dosisaërosol 1x op moment van inademing in (Flow-Vu beweegt naar u toe), maximaal 1 dosis per keer in de Aerochamber
- Adem 3-5x rustig in en uit door de Aerochamber, de adem hoeft niet vastgehouden te worden
- Het klepje, bovenop het masker en de Flow-Vu, bewegen tijdens de ademhaling zachtjes heen en weer
- Als u tijdens het inhaleren een fluittoon hoort dient u minder krachtig te inhaleren
- Na inhalatie van "luchtwegbeschermers" de mond/ keel spoelen: eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken, zonodig wat eten, de huid rond de mond en neus reinigen met water
- Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is, zie aantal beschikbare doses op de zijkant van het buisje (zonodig turven!). Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur
- Bij nieuwe Aiomir, 100 of 2 weken niet gebruikt; 4 pufjes in de lucht wegspuiten
- Bij nieuwe Qvar of 2 weken niet gebruikt; 2 pufjes in de lucht wegspuiten
- Bij nieuwe Alvesco of 3 dagen niet gebruikt: 3 pufjes in de lucht wegspuiten
- Bij nieuwe Foster of 2 weken niet gebruikt; 1 puf in de lucht wegspuiten
- Schoonmaken: 1x per week, verwijder het achterstuk, onderdelen in een schoon sopje reinigen, binnenkant niet naspoelen, op een schone doek aan de lucht laten drogen (niet afdrogen!). Het masker afspoelen.
- Plaats het achterstuk terug als de aerochamber droog is, het streepje recht tegenover de Flow-Vu
- wekelijks **houder** van de dosisaërosol in een schoon sopje reinigen, goed afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen
- 1x per jaar de Aerochamber vervangen, verkrijgbaar op recept in combinatie met bovenstaande medicatie.

Schud de dosisaërosol goed

Checklist gebruik:	1 ^e instructie ja/nee	2 ^e instructie ja/nee	3 ^e instructie ja/nee
1. Verwijder de beschermdop	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Schud de dosisaërosol goed	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Plaats dosisaërosol in de Aerochamber	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Plaats het gezichtsmasker op mond en neus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Houd de Aerochamber horizontaal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Adem geheel uit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Druk dosisaërosol op moment van inademing 1x in	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Adem 3-5x rustig in en uit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Bij evt. 2 ^e dosis de stappen 2 t/m 9 herhalen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Plaats de beschermdop op de dosisaërosol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. Zonodig gezicht wassen, wat eten of mond/keel spoelen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>