

Inhaleren: Babyhaler

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door



Babyhaler, dosisaërosol met voorzetkamer geschikt voor kinderen vanaf 0-4 jaar

Aandachtspunten:

- Nieuwe Babyhaler vóór het eerste gebruik huishoudelijk reinigen (zie "schoonmaken")
- Zet de Babyhaler in elkaar
- Controleer de werking van de blauwe klepjes: plaats een schone hand op kapje en duw kapje zachtjes heen en weer zodat de klepjes zichtbaar bewegen (controleer bij geen beweging de bevestiging van de klepjes)
- Neem het kind op schoot, of laat het zitten op een stoel. Staan mag ook (houding moet rechtop zijn), hoofd iets achterover.
- Schud de dosisaërosol krachtig voor gebruik, verwijder de beschermdop
- Dosisaërosol met de opening naar beneden in de Babyhaler plaatsen
- Plaats het gezichtsmasker rond mond en neus van het kind, het masker dient goed aan te sluiten op het gezicht, zorg dat de mond leeg is, geen speen o.i.d. in de mond.
- Babyhaler dient horizontaal te zijn
- Druk de dosisaërosol in (met masker op het gezicht), maximaal 1 dosis per keer
- Laat het kind 5-10 keer rustig in-en uitademen (blauwe klepjes bewegen zacht heen en weer)
- Na inhalatie van luchtwegbeschermers mond en keel spoelen. Eerste slokje uitspugen, tweede doorslikken. Echter bij jonge kinderen lukt dit niet, daarom de inhalatie **voor** de voeding geven.
- Was het gezicht om achtergebleven restjes medicijn weg te halen.
- Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn, zie beschikbare doses op de zijkant van het buisje, zonodig turven. Seretide: zie dosisteller! Dosisaërosol bewaren op kamertemperatuur.
- Bij nieuwe Seretide: dosisaërosol aantal keren in de lucht spuiten totdat de teller op 120 staat
- Bij nieuwe Flixotide: (of 7 dagen niet gebruikt) eerst 1 pufje in de lucht spuiten
- Bij nieuwe Ventolin: (of na 5 dagen niet gebruikt) eerst 1 pufje in de lucht spuiten
- Schoonmaken: 1x per week uit elkaar halen en in een schoon sopje reinigen, binnenkant **niet afspoelen**, op een schone doek **aan de lucht laten drogen**. Niet afdrogen. Het masker mag wel afgespoeld worden.
- Wekelijks de **houder** van de dosisaërosol in een schoon sopje reinigen, afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen
- Bij dagelijks gebruik de kleppen na 6 maanden vervangen
- Babyhaler jaarlijks vervangen. Verkrijgbaar op recept in combinatie met bovenstaande medicatie

Checklist gebruik:

	1 ^e instructie	2 ^e instructie	3 ^e instructie
	ja/nee	ja/nee	ja/nee
1. Zet de Babyhaler in elkaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Controleer klepjes van de Babyhaler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kind rechtop laten zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwijder de beschermdop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Dosisaërosol goed schudden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Dosisaërosol in de Babyhaler plaatsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Plaats gezichtsmasker op neus en mond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Babyhaler dient horizontaal te zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Druk de dosisaërosol 1x in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Laat het kind 5-10x in- en uit ademen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Klepjes gaan open en dicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Bij eventueel 2 ^e dosis herhaal stappen 5 t/m 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Plaats de beschermdop op de dosisaërosol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Zonodig gezicht wassen, wat eten of mond/keel spoelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>