

Inhaleren: Aerochamber met mondstuk, kinderen

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door:



Aerochamber Plus Flow-Vu® met mondstuk

geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

Aandachtspunten:

- Nieuwe Aerochamber vóór het eerste gebruik huishoudelijk reinigen (zie "schoonmaken")
- De dosisaërosol **krachtig** schudden voor gebruik, verwijder de beschermdop
- Zorg dat de mond leeg is
- Dosisaërosol met de opening naar beneden in de Aerochamber plaatsen
- Ga voor de inhalatie goed rechtop zitten of staan, met het hoofd iets achterover
- Houd de Aerochamber horizontaal
- Plaats het mondstuk tussen de tanden, lippen er omheen en adem geheel uit door het mondstuk
- Druk de dosisaërosol 1x op moment van inademing in (Flow-Vu beweegt naar je toe), maximaal 1 dosis per keer in de Aerochamber
- Adem 5 tot 10x rustig in en uit door de Aerochamber, de adem hoeft niet vastgehouden te worden
- Als je tijdens het inhaleren een fluittoon hoort dan dien je minder krachtig in te ademen
- Na inhalatie van "luchtwegbeschermers" de mond/keel spoelen: eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken of zonodig wat eten
- Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is, zie aantal beschikbare doses op de zijkant van het buisje (zonodig turven!). Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur
- - Bij nieuwe Airomir 100 of 2 weken niet gebruikt; 4 pufjes in de lucht wegspuiten
 - Bij nieuwe Qvar of 2 weken niet gebruikt; 2 pufjes in de lucht wegspuiten
 - Bij nieuwe Alvesco of 3 dagen niet gebruikt; 3 pufjes in de lucht wegspuiten
- Schoonmaken: 1x per week, verwijder het achterstuk, onderdelen in een schoon sopje reinigen, binnenkant niet naspoelen, op een schone doek aan de lucht laten drogen (niet afdrogen!)
- Plaats het achterstuk terug als de aerochamber droog is (het streepje recht tegenover de flow-vu).
- Wekelijks **houder** van de dosisaërosol in een schoon sopje reinigen, goed afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen
- 1x per jaar de aerochamber vervangen, verkrijgbaar op recept in combinatie met bovenstaande medicatie.

Checklist gebruik:

Checklist gebruik:	1 ^e instructie	2 ^e instructie	3 ^e instructie
	ja/nee	ja/nee	ja/nee
1. Verwijder de beschermdop	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Schud de dosisaërosol goed	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Plaats dosisaërosol in de Aerochamber	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Houdt de Aerochamber horizontaal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Plaats het mondstuk tussen de tanden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Sluit de lippen om het mondstuk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Adem geheel uit door het mondstuk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Druk dosisaërosol op moment van inademing 1x in	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Adem 5-10x rustig in en uit (geen fluittoon!)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Herhaal bij evt. 2 ^e dosis de stappen 2 t/m 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. Plaats de beschermdop op de dosisaërosol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13. Zonodig de mond/keel spoelen of wat eten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>