

Inhaleren: Aerochamber met masker, kinderen

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door:



Aerochamber® Plus Flow Vu® met masker

De Aerochamber met babymasker (**oranje**) is geschikt tot circa 6 maand, daarna dient de Aerochamber met kindermasker (**geel**) gebruikt te worden.

Aandachtspunten:

- Nieuwe Aerochamber vóór het eerste gebruik huishoudelijk reinigen (zie "schoonmaken")
- De dosisaërosol **krachtig** schudden voor gebruik, verwijder de beschermdop
- Dosisaërosol met de opening naar beneden in de Aerochamber plaatsen
- Neem het kind op schoot, of laat het rechtop zitten op een stoel. Staan mag ook (houding moet rechtop zijn, hoofd iets achterover).
- Babyhaler dient horizontaal te zijn.
- Plaats het gezichtsmasker rond mond en neus, het masker dient goed aan te sluiten op het gezicht
- Zorg dat de mond leeg is, geen speen o.i.d. in de mond
- Druk de dosisaërosol 1x op moment van inademing in (flow-Vu beweegt naar het kind toe), maximaal 1 dosis per keer in de Aerochamber
- Laat het kind 5-10x rustig in- en uitademen door de Aerochamber, het klepje bovenop het masker en de Flow-Vu bewegen zachtjes heen en weer.
- Na inhalatie van "luchtwegbeschermers" de mond/keel spoelen: eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken, of zonodig wat eten, de huid rond de mond en neus reinigen met water. Echter bij jonge kinderen lukt dit niet, daarom de inhalatie **voor** de voeding geven.
- Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is, zie aantal beschikbare doses op de zijkant van het buisje (zonodig turven!). Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur
- Bij nieuwe Airomir 100: of 2 weken niet gebruikt; 4 pufjes in de lucht wegspuiten
- Bij nieuwe Qvar: of 2 weken niet gebruikt; 2 pufjes in de lucht wegspuiten
- Schoonmaken: 1x per week, verwijder het achterstuk, onderdelen in een schoon sopje reinigen, binnenkant niet naspoeien, op een schone doek aan de lucht laten drogen (niet afdrogen!) Het masker afspoelen.
- Plaats het achterstuk terug als de aerochamber droog is (het streepje tegenover de Flow-Vu).
- Wekelijks **houder** van de dosisaërosol in een schoon sopje reinigen, goed afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen
- 1x per jaar de Aerochamber vervangen, verkrijgbaar op recept in combinatie met bovenstaande medicatie

Checklist gebruik:

	1 ^e instructie ja/nee	2 ^e instructie ja/nee	3 ^e instructie ja/nee
1. Kind rechtop laten zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Verwijder beschermdop, dosisaërosol goed schudden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Plaats dosisaërosol in de Aerochamber	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Schud de dosisaërosol goed	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Plaats gezichtsmasker rond mond en neus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Houd de Aerochamber horizontaal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Druk de dosisaërosol op moment van inademing 1 keer in	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. 5-10x rustig in en uit laten ademen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Bij evt. 2 ^e dosis herhaal de stappen 3 t/m. 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Plaats de beschermdop op de dosisaërosol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Zonodig gezicht wassen, wat eten of mond/keel spoelen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>