

Inhaleren: Nebuhaler+masker, kinderen

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door:



Nebuhaler met masker, dosisaërosol met voorzetkamer geschikt voor kinderen van 0-4 jaar

Aandachtspunten:

- Controleer de werking van het witte klepje boven op het tussen stukje: plaats de schone hand op het kapje en duw het kapje zachtjes heen en weer, het klepje moet zichtbaar bewegen
- Neem het kind op schoot, of laat het zitten op een stoel. Staan mag ook (houding moet rechtop zijn, hoofd iets achterover)
- Schud de dosisaërosol krachtig voor gebruik, verwijder de beschermdop
- Mond moet leeg zijn, ook geen speen in de mond
- Dosisaërosol met de opening naar beneden in de Nebuhaler plaatsen
- Plaats het gezichtsmasker rond mond en neus van het kind, **goed aansluitend** op het gezicht!
- De Nebuhaler dient horizontaal te zijn
- Druk de dosisaërosol in (met het masker op gezicht), maximaal 1 dosis per keer
- Laat het kind 5-10 keer rustig in- en uitademen door de Nebuhaler, het witte klepje beweegt dan zichtbaar heen en weer
- Na inhalatie van "luchtwegbeschermers" mond en keel spoelen. Eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken of zonodig wat eten. Bij jonge kinderen de inhalatie voor de voeding geven.
- Was het gezicht rond neus en mond om achtergebleven restjes medicijn weg te halen
- Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn, zie het aantal beschikbare doses op de zijkant van het buisje, zonodig turven. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur
- Schoonmaken:
 1. Nebuhaler 1x per week afwassen in een schoon sopje, afspoelen en afdrogen (mag in afwasmachine).
 2. Mondstuk: mag **niet** in afwasmachine!, 1x per week 5 minuten uitkoken met een paar druppels afwasmiddel, 2x per jaar vervangen, verkrijgbaar bij apotheek
 3. het masker z.n. dagelijks afwassen in een schoon sopje (mag niet in de afwasmachine)
- Wekelijks, houder van de dosisaërosol in een schoon sopje reinigen, goed afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen
- Bij nieuwe dosisaërosol **Pulmicort**: 4 pufjes in de lucht spuiten
- Bij nieuwe dosisaërosol **Airomir 100**: (of 2 weken niet gebruikt) 4 pufjes in de lucht spuiten.

Checklist gebruik:

	1 ^e instructie	2 ^e instructie	3 ^e instructie
	ja/nee	ja/nee	ja/nee
1. Zet de Nebuhaler in elkaar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Controleer de werking van het klepje	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Kind rechtop laten zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Dosisaërosol krachtig schudden voor gebruik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Neem de beschermdop van de dosisaërosol af.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Dosisaërosol in de Nebuhaler plaatsen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Plaats het gezichtsmasker op mond en neus of	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Nebuhaler dient horizontaal te zijn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Druk de dosisaërosol 1x in	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Laat het kind 5-10 keer rustig in en uitademen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Klepje gaat open en dicht	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. Herhaal bij meerdere doses de stappen 5 t/m 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13. Plaats de beschermdop op de dosisaërosol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14. Zonodig gezicht wassen, mond/keel spoelen of wat eten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>